

Главный врач КГП на ПХВ «ОДСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

Утебаев А.О.



Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100 «СЗМО»	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резины, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике. Материалы закладываются в камеру стерилизатора в коробках стерилизационных круглых типа КСК-18 или КФ-18 (с фильтром). Стерилизатор паровой предназначен для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе паровом предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года. Корпус стерилизатора изготовлен из полированной нержавеющей стали.	шт	1	2100000	2100000	60 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

[illegible]

									1200 ± 10 – ширина 720 ± 10 – высота 1360 ± 10 Масса, кг, не более 180 Высота загрузки 785 ± 10 Средняя наработка на отказ, не менее, циклов 3000 Установленный срок службы, не менее, лет 5 Срок службы, лет не менее 10 Объем стерилизационной камеры, л 100 Применяемые стерилизационные коробки КСК-18, КФ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



Сатып алынатын тауарлаға арналған техникалық сипаттама

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	Сауда атауы	сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі
1	ГК-100 «СЗМО» Бу стерилизаторы автоматты басқару жүйесімен	медициналық практикада қолданылатын жемірілуге төзімді металдан, шыныдан, резинадан, латекстен, пластмассада, тоқыма, тану материалдардан, сондай-ақ лигатуралы тігіс материалдардан медициналық бұйымдарды артық қысыммен су қаныққан бұмен зарарсыздандыру үшін тағайындалған бу стерилизаторы Материал КСК-18 немесе КФ-18 (сүзгімен қоса) үлгідегі доңгелек зарарсыздандыру қораптарында стерилизатордың камерасына салынады. Бу стерилизаторы орталықтандырылған емдеу-алдын алу мекемелерінде орнатуға арналған. Бу стерилизаторында атмосфералық ауа тазарту үшін бактериалық сүзгі ескерілген Сүзгіге мембрананы жие тазарту ауыстыру жыл бойы қажет емес. стерилизатордың қаптамасы(корпусы) жылтылдатылған, тоғ баспайтын болаттан орындалған. Техникалық сипаттамасы Бу генераторда және зарарсыздандыру камерасында будың	дана	1	2100000	2100000	60 күн	СҚО, Петропавлқ. Ульянов көшесі, 98

	жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2)0,22 (2,2) Ауыспалы ток, үш фазалық жиіктілігі, Гц 50Кернеу, В 380±10% Тұтынатын қуаты, кВт, 14 В артық емес. Зарарсыздандыру камерасының ішік диаметры ,мм 400±4 Зарарсыздандырудың режим саны 5 Зарарсыздандырудың 1 режим параметрлері : жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура °С, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,21±0,01 (2,1±0,1),134±,5±1 Зарарсыздандырудың екінші режим параметрлері:жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура °С, в зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,11±0,01 (1,1±0,1),121±1,20±2 Зарарсыздандырудың үшінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура °С, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,20±0,02 (2,0±0,2),132±2,20±2 Зарарсыздандырудың төртінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура °С, в зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,11±0,02 (1,1±0,2),120±2,45±3 Зарарсыздандырудың бесінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура °С, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 110....136, 60 мин артық емес. Қалдық ылғалдығы, 1% артық емес. Бу генератор көлемі, л 25. Басқару автоматы (1-4 режим), қолмен жартылай автоматты режим \"Р\" Габарит өлшемдері, мм:– тереңдігі 1200±10 – ені 720±10 – биіктігі 1360±10Салмағы ,кг, 180 кг артық емес.
--	--

							Жүктеу биіктігі 785±10 істен шығуға орташа атқарымы 3000 циклдан кем емес. Белгіленген қызмет мерзімі 5 жылдан кем емес. Қызмет мерзімі, 10 жылдан кем емес. Зарарсыздандыру камерасының көлемі 100 л, Қолданылатын КСК-18,КФ-18 үлгідегі зарарсыздандыру қораптары		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--