

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК

директорының м.а.

Ким С.А.



1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	сипаттамасы	Өлшем бірлігі	саны	бағасы	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	Сарысуда (плазмада) немесе жаңа алынған қанда (ИХА-ВИЧ1/2-Фактор) 1-ші және/немесе 2-ші типті адамның иммун тапшылығы вируссына (АИТВ 1/2) антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы	1 және/немесе 2 типті адамның иммун тапшылығы вируссына антиденелерді анықтауға арналған "АИТВ 1/2" Экспресс-тесті (1 жиынтық, 2-тест жолағы). Жинақтың құрамы: иммуносорбент-20мм x 100мм жолақтарға кесілген, бетіне рекомбинантты АИТВ антигендері жағылған ламинатталған негіздегі нитроцеллюлоза мембранасы. Жолақ сіңіргіш астарды, шыны талшықты, боялған конъюгатты қамтиды: тест-жолақ - (25/50 дана) Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке	дана	10	1100	11000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98

	оралған.2. Үлгі алуға арналған бір рет қолданылатын полиэтилен тамшуырлар (25/50 дана).	3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капсельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл. в одном флаконе (1 фл). Тампылайтын ұштықпен және бұрандалы қақпақпен жабдықталған пластикалық құтыдағы трис-тұзды буферлік ерітінді 3 мл ± 30 мклитрден бір құтыда (1 фл).							
2	Термоиндикатор 132 гр. үшін	Тип-132 термоиндикаторлар, стерилизаторлардың жұмыс режимін бақылауға арналған, қаптамада 500 данадан Термоиндикаторлар термосезгіш заттан жасалған таблеткалар түрінде оларды мақсаты бойынша айыру үшін химиялық бояғыш қосылған және полимер қабыршықтан мөлдір капсулаға дәнекерленген. Термоиндикаторлар құрғақ ыстық және бу стерилизаторларына (автоклав) орналастырылатын стерилдеу	қаптама	8	6760	54080	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98	

	қаптамаларының ішіне және сыртына салынады. Таза қаныққан бу ортасындағы индукция температурасы стерильденетін материалдың түріне байланысты 20 немесе 45 минут экспозиция кезінде 132 ^о С. Көрсетілген параметрлерге жеткен кезде термосезімтал заттың таблеткасы ериді және өзінің бастапқы геометриялық пішінін жоғалтады, бұл термоиндикатордың іске қосылғанын көрсетеді. Капсуладағы геометриялық пішінін өзгеруі және термосезімтал заттың бұлыңғыр болуы эталонмен салыстырылады.							
3	Атропин	инъекцияға арналған ерітінді 1 мг/мл	ампула	320	14,45	4624	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
4	Тиамин	инъекцияға арналған ерітінді 5 % 1 мл	ампула	170	10,98	1866,6	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
5	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл	Амп.	350	624,48	218568	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
6	Дигоксин	инъекцияға арналған ерітінді 0,25 мг/мл	ампула	180	24,40	4392	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
7	Декспантенол	аэрозоль сыртқа қолдануға арналған 117 г	флакон	40	942,51	37700,4	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
8	Бриллиант көк	ерітінді, 1 % 20 мл	флакон	40	42,86	1714,4	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98
9	Аммиак	ерітінді сыртқа қолдануға арналған 10 % 20 мл	флакон	100	40,61	4061	15 күн	СҚО, Петропавл К., Ульянов к. 98

10	Жаңа алынған қанда, Сарысуда немесе қан плазмасында кардиологиялық Тропонин I иммунохроматографиялық сапалы анықтауға арналған "ИХ-Тропонин I-Фактор" реагенттер жиынтығы.	Жинақтың Құрамы: кепіртілген бар алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға оралған, жеке планшет - үлгіні енгізу үшін тамшуыр - үлгіні сұйылтуға арналған реагент (буфер) - бір рет қолданылатын скарификатор - антисептикалық майлық Аналитикалық сезімталдық Тропонин I (ТРОП) - 0,5 нг/мл артық емес	Дана	25	800	20000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98
11	Бір реттік медициналық бахилалар	Полиэтиленнен жасалған бір рет қолданылатын медициналық бахилалар бұйымның өлшемі 44*15 см.	жұп	2000	9,0	18000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98
12	Бір рет қолданылатын зарарсыздандырылған скальпель	Зарарсыздандырылған скальпель, бір рет қолданылатын, пластикалық тұтқадан, қорғанысы немесе қаппақшасы бар № 23 алмалы-салмалы жүзден тұрады. Тұтқа ABS пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын көміртекті болаттан жасалған. Скальпель жеке қаптамада.	дана	20	100	2000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98
13	«Жане» бір рет қолданылатын шприц	«Жане» үлгісінде катетерлі саптамаға арналған ұшы бар үш детальды бір рет қолданылатын инъекциялық шприц 150 мл. Номиналды сыйымдылықтың мөршерлеуі, «Луер-лок» орталық ұшы бар	дана	48	480	23040	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98

И.о Директора КГП на ПХВ «ОКСМУ»-К.М.З акимата СКО»



Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непатентованное наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска) Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм x 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолокно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем	Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска) Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм x 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолокно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем	шт	10	1100	11000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

		(силикагель).								
		2. Одноразовые полиэтиленовые пипетки для забора образца (25/50 шт). 3. Трис-солевой буферный раствор в пластиковом флаконе, снабженном капельным наконечником и завинчивающейся крышкой по 3 мл ± 30 мкл. в одном флаконе (1 фл).	Упак.	8	6760	54080	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
2	Термоиндикатор на 132 гр.	Термоиндикаторы ТИП-132, для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запааянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 132°C при экспозиции 20 или 45 минут								

		в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном.						
3	Атропин	раствор для инъекций 1 мг/мл	ампула	320	14,45	4624	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
4	Тиамин	раствор для инъекций 5 % 1 мл	ампула	170	10,98	1866,6	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
5	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл	Амп.	350	624,48	218568	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
6	Дигоксин	раствор для инъекций 0,25 мг/мл	ампула	180	24,40	4392	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
7	Декспантенол	аэрозоль для наружного применения 117 г	флакон	40	942,51	37700,4	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
8	Бриллиантовый зеленый	раствор, 1 % 20 мл	флакон	40	42,86	1714,4	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
9	Аммиак	раствор для наружного применения 10 % 20 мл	флакон	100	40,61	4061	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
10	Набор реагентов «ИХ-Тропонин 1-Фактор» для иммунохроматографического	Состав Набора: - планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с	Шт.	25	800	20000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	качественного определения кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови.	осушителем - пипетка для внесения образца - реагент для разведения образца (буфер) - скарификатор одноразовый - салфетка антисептическая Аналитическая чувствительность Тропонин I (ТРОП) - не более 0,5 нг/мл							
11	Бахилы медицинские одноразовые	Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена размер изделия 44*15 см.	пар	2000	9,0	18000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
12	Скальпель одноразовый стерильный	Скальпель стерильный, однократного применения, Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия № 23 с защитой или с копачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке.	шт	20	100	2000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
13	Шприц одноразовый тип «Жане»	Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником для катетерной насадки тип «Жане» Имеет градуировку номинальной вместимости, центральный наконечник «Луер-лок»	шт.	48	480	23040	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	