

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

А.А.А. Утебаев А.О.

Приложение 1

## Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения | Количество | Цена   | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки                         |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | Атропина сульфат                           | раствор для инъекций 1мг/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | амп               | 100        | 14,45  | 1445             | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Декспантенол                               | Аэрозоль для наружного применения 117г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | флак              | 30         | 942,51 | 28275,3          | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Пропранолол                                | Таблетка 40мг № 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Упак.             | 32         | 113    | 3616             | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Тиамин                                     | Раствор для инъекций 5%-1мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | амп               | 100        | 10,98  | 1098             | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Дигоксин                                   | Раствор для инъекций 0,25мг/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | амп               | 100        | 24,40  | 2440             | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Тонометр                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наименование прибора: механический измеритель артериального давления</li> <li>Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст.</li> <li>Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.</li> <li>Предельная погрешность измерения давления: ±3 мм рт.ст.</li> <li>Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см</li> <li>Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г</li> <li>Нагнетание воздуха: ручное с</li> </ul> | Шт.               | 30         | 9000   | 270000           | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |       |       |         |                                        |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------|----------------------------------------|--|--|
|   | помощью "груши" для нагнетания воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |       |       |         |                                        |  |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Профессиональный механический тонометр, классический тип</li> <li>• Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом</li> <li>• На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации</li> <li>• В комплект входит механический стетоскоп</li> <li>• Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью</li> <li>• Металлический воздушный игольчатый клапан</li> <li>• Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм,</li> </ul> <p>Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК., сертификата о признании об утверждении типа средств измерений.</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |       |       |         |                                        |  |  |
| 7 | Маска медицинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | медицинская из нетканого материала, одноразовая, трехслойная, на резинках.                                                                                                                                                                  | Шт. | 4000 | 13,91 | 55640 | 15 дней | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |  |  |
| 8 | Тонометр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса.</p> <p>-Метод измерения: осциллометрический</p> <p>-Алгоритм обработки данных Fuzzy Algorithm адаптация тонометра под каждого пользователя.</p> | Шт. | 2    | 22000 | 44000 | 15 дней | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Место наложения манжеты - плечо</li> <li>-Накачка манжеты - автоматическая</li> <li>-Снижение давления - автоматическое</li> <li>-Объем памяти рассчитан на сохранение до 60 результатов в каждом из 2 блоков памяти</li> <li>-Вычисление среднего значения из данных памяти.</li> <li>-Имеется память на показания пульса</li> <li>-Сохранение данных в памяти без батареек</li> <li>-Наличие звуковой индикации</li> <li>-Тип дисплея - LCD</li> <li>-Имеется одновременная индикация давления и пульса</li> <li>-индикация времени и даты - отсутствует</li> <li>-модель манжеты - Cuff-LDA</li> <li>-размер манжеты - увеличенная взрослая (25-36 см)</li> <li>-материал манжеты - нейлон</li> <li>-материал камеры манжеты - ПВХ</li> <li>-диапазон измерения (давление) - 40-260 мм рт. ст.</li> <li>-диапазон измерения (частота пульса) - 40-160 уд./мин.</li> <li>-погрешность измерения (давление в манжете) +/- 3 мм рт. ст.</li> <li>-погрешность измерения (частота пульса) +/- 5% показаний</li> <li>-условия эксплуатации (температура) - от +10 °C до +40 °C</li> <li>-условия эксплуатации (влажность) - 85% и ниже</li> <li>-питание - 4x1.5В (тип AA) или адаптер электросети</li> <li>-наличие адаптера в комплекте</li> <li>-наличие гнезда для адаптера</li> <li>-вес прибора - 0,350 кг</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |                      |                                                                                       |    |      |      |        |         |                                           |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|---------|-------------------------------------------|--|--|
|   |                      | -размер прибора - 97x127x48 мм                                                        |    |      |      |        |         |                                           |  |  |
|   |                      | Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК.                        |    |      |      |        |         |                                           |  |  |
| 9 | Шприц<br>одноразовый | инъекционный трехкомпонентный<br>стерильный однократного применения<br>объемом 20 мл. | шт | 7000 | 35,0 | 245000 | 15 дней | СКО, г. Петропавловск, ул.<br>Ульянова 98 |  |  |

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Облыстық жедел медициналық көмек орталығы» ШЖҚ КМК бас дәрігері

Утебаев А.О.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Өлшем бірлігі | Саны | Баға   | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы                        |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1 | Атропин сульфаты                 | Инъекцияға арналған ерітінді 1мг/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | амп           | 100  | 14,45  | 1445            | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Декспантенол                     | Сыртқа қолдану үшін аэрозоль 117г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | флак          | 30   | 942,51 | 28275,3         | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Пропранолол                      | Таблеткалар 40мг № 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Упак.         | 32   | 113    | 3616            | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Тиамин                           | Инъекцияға арналған ерітінді 5%-1мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | амп           | 100  | 10,98  | 1098            | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Дигоксин                         | Инъекцияға арналған ерітінді 0,25мг/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | амп           | 100  | 24,40  | 2440            | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Тонометр                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аспаптың атауы: артериялық қысымды механикалық өлшеуіші</li> <li>Қысым өлшеу диапазоны: 0-ден -300 мм сб.б.</li> <li>Аспаптың манометр шкаласын бөлу бағасы: 2 мм сб.б.</li> <li>Қысым өлшеудің шекті қателігі: ±3 мм рт.ст.</li> <li>Манжеттің өлшемі жиынтықта: 25-тен 36 см дейін</li> <li>Қаптағы құралдың салмағы, кг, артық емес: 328</li> <li>Ауаны айдау: ауаны айдау үшін "алмұрт" көмегімен қолмен</li> <li>Кәсіби механикалық</li> </ul> | дана          | 30   | 9000   | 270000          | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |

[illegible]

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |      |      |        |        |                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Деректерді батареясыз жадқа сақтау – дыбыстық индикация болуы</li><li>- дисплей үлгісі - LCD</li><li>- қысым мен пульстің бір мезгілде индикациясы бар</li><li>- уақыт және күннің индикация - жоқ</li><li>- манжета моделі - Cuff-LDA</li><li>- манжета өлшемі – үлкейтілген ересектер үшін (25-36 см)</li><li>-манжета материалы - нейлон</li><li>- манжета камерасының материалы - ПВХ</li><li>-өлшеу(қысым)диапазоны - 40-260 мм сб.б.</li><li>-диапазон измерения (частота пульса) - 40-160 уд./мин.</li><li>- өлшеу қателігі (манжеттегі қысым) +/- 3 сб.б.</li><li>- өлшеу қателігі (Пульс жиілігі) +/- көрсеткіштердің 5%</li><li>- пайдалану шарттары (температура) - +10 °C-тан +40 °C-қа дейін</li><li>- пайдалану шарттары (ылғалдылығы) - 85% және одан төмен</li><li>- қуат көзі - 4x1. 5В (AA типі) немесе электр желісінің адаптері</li><li>- жиынтықта адаптердің болуы</li><li>- адаптерге арналған ұяшықтың болуы</li><li>-аспап салмағы - 0,350 кг</li><li>-аспап өлшемі - 97x127x48 мм</li><li>ҚР тіркеу куәлігінің болуы. ҚР тексеруінің болуы</li></ul> | дана                                                                    | 7000 | 35,0 | 245000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ.,<br>Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Шприц бір рет қолданылатын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | көлемі 20 мл бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті стерильді. |      |      |        |        |                                          |