

Главный врач КГП на ПХВ ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Торговое наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Катетер Фолея 2-ходовой FR/CH 18 женский	Катетер Фолея 2-ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из латекса, открытого силиконом, женский- длина 240мм., FR/CH- 18	Шт.	30	264	7920	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Мочеприемник с нажимным клапаном	Мочеприемник с нажимным клапаном на 2000мл. Снабжен клапаном против обратного тока мочи, сдвижной спускной кран на дне мешка, стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи, снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящим к любому размеру катетера и наружному катетеру, наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, не раздражающего кожу.	Шт.	30	138	4140	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
3	Направляющий воздуховод № 2	Направляющий воздуховод № 2 размер 80мм, изготовлен из пластичного, нетоксичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый.	Шт.	30	154	4620	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
4	Направляющий воздуховод № 4	Направляющий воздуховод № 4 размер 100мм, изготовлен из пластичного, нетоксичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый.	Шт.	60	154	9240	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
5	Устройство для канюлизации губчатых костей.	Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых (упаковка стерильная)	Шт.	4	55000	220000	90 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых	Требуемое значение: Позволяет получить мгновенный внутрисосудистый доступ через костный мозг у взрослых. Стерильный шприц из металла и пластика в герметической упаковке Шприц-пистолет инструмент для внутрикостного доступа, выполненный из металла и пластика. Окрашен синим цветом: взрослый Рекомендуемая глубина проникновения (для рекомендуемая глубина проникновения (для взрослых): Внутренний отдел большеберцовой кости / Головки плеча: 2,5 см; Внутренняя лодыжка: 2 см; Комплектация иголки со стилетом - 1 шт импульсное устройство - 1 шт предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы - 1 шт. Гарантийный срок - не менее 3 лет. Стоимость оборудования, входит в доставку, установку, обучение персонала на рабочем месте.	Шт.	2	55000	110000	90 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
6 Устройство для канюлизации губчатых костей. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для детей	Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для детей (упаковка стерильная) Требуемое значение: Позволяет получить мгновенный внутрисосудистый доступ через костный мозг у детей. Шприц-пистолет инструмент для внутрикостного доступа, выполненный из металла и пластика. Окрашен красным: для детей. Рекомендуемая глубина проникновения (для детей): Дети от 0 до 3 лет: 0,5 - 0,7 см;						

	Дети от 3 до 6 лет: 1 – 1,5 см; Дети от 6-12 лет: 1,5 см Комплектация игла со стилетом-1 шт импульсное устройство -1 шт предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы -1 шт Гарантийный срок- не менее 3 лет. Стоимость оборудования, входит в доставку, установку, обучение персонала на рабочем месте.	Шт.	4	33000	132000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
7	Пульсоксиметр педиатрический MD 300 C5 детский с 3-х лет	Индикация: SpO2, пульсовая волна (пульс- бар), ЧСС, плетизмограмма; - Измерение SpO2: в диапазоне 70-99%, разрешение 1%; - Погрешность измерения SpO2: в диапазоне 80-99% - около 2%, в диапазоне 70-79% - около 3%; - Измерение ЧСС: в диапазоне 30-235 уд. в минуту, разрешение 1 уд/мин; - Погрешность измерения ЧСС: в диапазоне 30-100 уд/мин - около 2 уд/мин; в диапазоне 101-235 уд/мин - около 2%; - Дисплей: двухцветный OLED; - Габариты: 50мм x28мм x 28мм; - Вес: 50 грамм (включая батареи), 25 грамм без батарей; - Питание: 2 щелочные батареи 1,5 В типа AAA, либо аккумуляторы того же типа; - Торговая марка: ChoiceMed; Производство: Beijing Choice Electronic Tech Co., Ltd.; - Гарантия: 1 год; Комплектация: - Ремешок для переноски пульсоксиметра - 1 шт.; - Пластиковый кейс для хранения и транспортировки прибора - 1 шт.; - Паспорт на пульсоксиметр - 1 шт.; - Батареи AAA 1,5 В - 2 шт.	Шт.					

	Пульсоксиметр MD 300 C5 педиатрический оснащается большим двухцветным жидкокристаллическим OLED дисплеем, отображающим результаты измерения показателей SpO2 (уровень насыщения гемоглобина крови кислородом), частоту сердечных сокращений (ЧСС), плетизмограмму, пульс-бар (пульсовую волну). Имеется 6 вариантов компоновки информации на дисплее, а также 10 уровней настройки яркости дисплея.	Шт.	12	23000	276000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
8	2) Пульсоксиметр медицинский Atmed YX20 взрослый	Технические характеристики: -Экран – ЖК, двухцветный -Измерения SPO2 в диапазоне – 70-100% (±2%) -Определение пульса в диапазоне – 25-235 ударов/мин (±1%) -Питание – 2 щелочные батареи типа AAA -Энергопотребление – менее 40 мА -Размеры – 6,6 x 3,5 x 3 см -Вес – 0,05 кг -В комплект входит устройство и инструкция по эксплуатации -Производство – Atmed -Гарантия – 1 год	Шт.	2	860000	1720000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
9	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т «Альтон-106»	Самостоятельно: 3-4-6-канальный электрокардиограф; - совместно с ПК (в модификации C)- 12-канальный анализатор; - Чувствительность, мм/мВ- 5,10,20; - Нелинейность, не более- 2%; - Абсолютная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ ± 25 мкВ - Относительная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 0,5 до 5,0 мВ± 5 %. - Диапазон напряжений регистрируемых и	Шт.	2	860000	1720000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	измеряемых сигналов- ± 5 мВ - Входной импеданс по всем входам, не менее, Мом-10 - Коэффициент ослабления синфазных сигналов дБ, не менее-100 - Скорость развертки, мм/сек-12,5; 25; 50 - Эффективная ширина канала записи, не менее, мм-40 - Разрядность АЦП-12 - Напряжение поляризации ЭКГ электродов, не более, мВ ± 300 - Диапазон измерения ЧСС мин ⁻¹ , в пределах от 30 до 240 - Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и в отведениях по Небу- наличие - Возможность быстрого съема ЭКГ - наличие - Корректная регистрация ЭКГ при работе кардиостимуляторов- наличие - Дрейф нулевой линии, не более, мм-1,5 - Печать представительных кардиокомплексов- наличие - Печать таблиц амплитудных и временных параметров по всем отведениям – наличие - Печать даты и времени регистрации ЭКГ - наличие - Возможность автономной регистрации ЭКГ без компьютера – наличие - Размеры экрана - 59x59 мм - Тип экрана - жидкокристаллический, монохромный, с подсветкой - Разрешение экрана - 160x160 точек - Регулировка контрастности – наличие - Отображение списка исследований, зарегистрированных в автоматическом режиме и сохранённых в памяти, с идентификацией исследований по дате, времени и длительности регистрации-Наличие - Печать копии любого исследования из памяти, по выбору - наличие - Одновременная регистрация на тепловой
--	---

	бумаге, отведений - 3, 3 + канал ритма, 6 - Ширина рулона тепловой бумаги, не менее, мм – 110 - Разрешение термопринтера, не менее, точек на мм – 8 - Контроль и индикация обрыва электродов- наличие - Сохранение в память ЭКГ (12 каналов) при автономной регистрации, фрагментов ЭКГ - не менее 1000 - Отключаемые сетевой и антиреморные фильтры – наличие - Отключаемый режим стабилизации базовой линии – наличие - Комбинированное питание при автономной регистрации – наличие - Регистрация от полностью заряженного аккумулятора, фрагментов ЭКГ -не менее 50 - Возможность работы от сети 220В, 50 Гц – наличие - Потребляемая мощность при работе от сети переменного тока -45 ВА - Электробезопасность по классу II, тип CF – наличие - Защита от импульса дефибриллятора напряжением 5000 В- наличие - Габариты автономного электрокардиографа, мм - 205x160x85 - Масса автономного электрокардиографа (без внутренних источников питания, термобумаги и кабеля пациента) не более -0,85 кг - Ручка для переноски автономного прибора – наличие - Длина кабеля пациента, не менее, м - 3,5 - Диаметр штекера кабеля пациента, не менее - 4 мм. - Стандартная комплектация Кабель пациента, комплект электродов, съемный аккумулятор, блок питания, стартовый набор геля и термобумаги, сумка - Гарантийное обслуживание
--	--

[illegible]