

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непатентованное наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл	амп	300	624,48	187344	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Нифедипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таб.	1600	4,2	6720	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
3	Пропранолол	Таблетки, 40 мг	Таб.	3200	1,48	4736	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
4	Бумага ЭКГ 110*25*12 наруж.	ЭКГ бумага 110*25*12 наруж., для аппарата Юоккард 200 (6-12-канальный), ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Г модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон»	Рул.	300	400	120000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
5	Бумага диаграммная 57*18*12 нар.	Бумага диаграммная 57*18*12 нар., для аппарата Heart mitor 3D	Рул.	300	155	46500	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
6	Бахилы для посетителей	Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена размер изделия 44*15 см.	пар	4000	9,0	36000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
7	Лейкопластырь	фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 x 500,0 см. Для фиксации повязок, крепления дренажных трубок, зондов, катетеров.	шт	250	255,0	63750	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
8	Салфетки спиртовые	Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая, В качестве пропиточного состава салфеток использован раствор этилового 70% спирта. Салфетка изготовлена из нетканого материала. Размер салфетки 65x30 мм.	шт	25000	10	250000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

9	Зонд желудочный СН 30	Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения.	шт	100	700	70000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
10	Шприц однодозовый тип «Жане»	инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником для катетерной насадки тип «Жане»	Шт.	100	460	46000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
11	Набор реагентов для контроля качества предстерилизаци онной очистки изделий медицинского назначения Азопирам РК	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинско го назначения.	Упак.	6	5100	30600	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
12	Бриллиантовый зеленый	Раствор 1%-20мл	фл	35	42,86	1500,1	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
13	Тиамин	Раствор для инъекций 5%-1мл	амп	100	10,98	1098	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
14	Дигоксин	Раствор для инъекций 0,25мг/мл	амп	100	24,40	2440	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
15	Тонометр	• Наименование прибора: механический измеритель артериального давления • Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. • Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. • Предельная погрешность измерения давления: ±3 мм рт.ст. • Размеры манжеты в комплекте: от 25 до 36 см • Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г • Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха • Профессиональный механический • тонометр, классический тип • Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом • На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации • В комплект входит механический стетоскоп	Шт.	44	8300	365200	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

		• Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью • Металлический воздушный игольчатый клапан • Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением • Наличие регистрационного удостоверения РК, поверки РК, сертификата о признании об утверждении типа средств измерений.							
16	Маска кислородная с трубкой взрослая удлинённая	Маска лицевая кислородная размер L, взрослая удлинённая применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на входе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов.	шт	10	540	5400	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
17	Набор реагентов для ИХ выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ 1/2-Фактор)	Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа (комплект 1, 2 - тест полоска) Состав набора: Иммуносорбент - нитроцеллюлозная мембрана на ламинированной основе с нанесенными на поверхности рекомбинантными ВИЧ антигенами, нарезанная на полоски 20мм x 100мм. Полоска включает абсорбирующую подкладку, стекловолоконно, окрашенный конъюгат: тест-полоска - (25/50 шт). индивидуально упакованных в фольгу с влагопоглотителем (силикагель).	Шт.	10	1100	11000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	

		2. Одноразовые полиэтиленовые пипетки для забора образца (25/50 шт).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна укладки. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звонят» и не бьются. На верхней поверхности укладки имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытия/закрытия или не менее 2-х лет.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

«Бекітемін»

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

Утебаев А.О.



1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	сипаттамасы	Өлше м бірлігі	Саны	Баға	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	Урапидил	Вена ішілік құю үшін, 5 мг/мл, 5 мл	амп	300	624,48	187344	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
2	Нифедипин	Қабықшамен қапталған таблеткалар, 10 мг	Таб.	1600	4,2	6720	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
3	Пропранолол	Таблеткалар, 40 мг	Таб.	3200	1,48	4736	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
4	Қағаз ЭКГ 110*25*12 сыртқы.	ЭКГ қағазы 110*25*12 сырт., Юккард 200 (6-12-арналы) аппаратына арналған, ЭКГ «Аксион» ЭКЗТ (3-хкан.), ЭК 12Т модель «Альтон-03», «Альтон-06», «Альтон-106», ЭКЗТ-12-03 «Альтон»	орау	300	400	120000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
5	Диаграмм қағазы 57*18*12 сырт.	Диаграмм қағазы 57*18*12 нар., Heart mirror 3D аппаратына арналған	орау	300	155	46500	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
6	Келушілерге арналған бахилалар	Бахилалар медициналық бір жолғы полиэтиленнен бұйымның өлшемі 44*15 см.	жұл	4000	9,0	36000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
7	Лейкопластырь	Бекіткіш, стерильді емес мақта-мата негізінде өлшемі 2,0 x 500,0 см. Таңғыштарды бекітуге, дренажды түтіктерді, зондтарды, катетерлерді бекітуге арналған	дана	250	255,0	63750	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98

8	Спирттік майлықтар	Инъекциялар үшін спирттік майлық, бір жолғы Майлықтардың сіндіру құрамы ретінде этил спиртінің 70% ерітіндісі пайдаланылды. Майлық тоқыма емес материалдан жасалған. Майлық өлшемі 65×30 мм.	дана	25000	10	250000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
9	СН 30 асқазандық зонд	Өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильдік, бір жолғы	дана	100	700	70000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
10	«Жане» үлгідегі бір жолғы шприц	инъекциялық бір жолғы үш детальдік 150 мл катетерді қондыру үшін ұштамасымен «Жане» үлгісінде	дана	100	460	46000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
11	ҚР азопирамдарына медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдында тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдында тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы.	орам.	6	5100	30600	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
12	Бриллиант жасыл	ерітінді 1%-20мл	фл	35	42,86	1500,1	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
13	Тиамин	Инъекция үшін ерітінді 5%-1мл	амп	100	10,98	1098	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
14	Дигоксин	Инъекция үшін ерітінді 0,25мг/мл	амп	100	24,40	2440	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
15	Тонометр	- Құрылғының атауы: Механикалық артериялық қан қысымын өлшегіш - Қысымды өлшеу диапазоны: 0 - 300 мм рт.ст. - Аспап манометрінің шкаласын бөлу бағасы: 2 мм с.б.б.. * қысымды шекті өлшеу қателігі : ±3 мм с.б.б. - Жинақта манжета өлшемі: 25 –тен 36см дейін - Қаптағы аспаптың салмағы, кг.: 328 г. артық емес - Ауаны айдау: ауаны айдау үшін" алмұрт " көмегімен қолмен	дана	44	8300	365200	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98

		• Кәсіби механикалық • * тонометр, классикалық түрі • бекітетін металл сақинасы бар 25-36 см иық шеңберіне арналған нейлон манжеті • Манжетке дұрыс пайдалануды бақылау үшін арнайы таңбалар салынған • Жинаққа механикалық стетоскоп кіреді. • Айдағыштың тексеру клапанының торлы сүзгісі құрылғының шаңмен бітелуіне жол бермейді • Металл әуе ине клапаны • Манометрдегі циферблат өлшемі 45,5 мм, • сондықтан көру қабілеті нашар адамдар да оның көрсеткіштерін оқи алады • ҚР тіркеу куәлігінің, ҚР тексеруінің, өлшем құралдарының типін бекіту туралы тану туралы сертификаттың болуы.					5400	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
16	Оттек маскасы ұзартылған түтегімен ересектер үшін	Бетке арналған оттек маскасы өлшемі L ересектер үшін ұзартылған анестезиологияда және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаториялық жағдайда белгіленген концентрациядағы оттегін қысқа мерзімде беру үшін қолданылады. Стерильді, бір рет қолданылатын, мөлдір термопластикалық имплантациялы-уытты емес ПВХ-дан жасалған, ұзартқыш түтігі 2.1 м, масканың бүйір беттерінде тесіктері бар, 6-10 л/мин ағымында 60% - ға дейін тыныс алу концентрациясымен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез-келген оттегі желісіне қосылады, науқастың бетіне икемді мұрын қысқышы мен серпімді таспаның көмегімен бекітіледі, тегіс дөңгелек Маска шеттері, небулайзерді, ылғалдандырғышты қосу мүмкіндігі, фталатсыз.	дана	10	540		11000	15 күн	СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98
17	Сарысуда (плазмада) немесе жаңа алынған қанда (ИХА-ВИЧ) 1/2-	1 және/немесе 2 типті адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді анықтауға арналған "АИТВ 1/2" Экспресс-тесті (жиынтық 1, 2-тест жолағы) Жинақтың құрамы: имуносорбент-20мм x 100мм жолақтарға кесілген, бетіне рекомбинантты АИТВ антигендері	Шт.	10	1100				

Фактор) 1-ші және/немесе 2-ші типті адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ 1/2) антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы)	жағылған ламинатталған негіздегі нитроцеллюлоза мембранасы. Жолақ сіңіргіш төсемді, шыны талшықты, боялған конъюгатты камтиды: сынақ жолағы-(25/50 дана). Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке оралған. 2. Үлгі алуға арналған бір рет қолданылатын полиэтилен тамшуырлар (25/50 дана). 3. Трис-гамшылап ұштықпен жабдықталған және 3 мл ± 30 мкл бұрандалы қақпақпен жабдықталған пластикалық құтыдағы тұзды буферлік ерітінді. бір құтыда (1 ЖТ).	мм: УМСР-01-ПМ/2. Габариттықөлшемдері, 440x252x340 Салмағы, кг: 2,5 Ампула орындардыңжалпы саны: 202 Флакондарғаарналғанорындардыңжалпы саны: 6 Мақсаты: жеделмедициналықжәрдембригадаарышұғылқөмеккөрсетукезіндепайдаланатындерілікзаттардың, медициналықаспаптардың, таңуматериалдарыныңжәнебасқа медициналықмақсаттағыбұйымдардыңжиынтығынсақтау жәнеетасымалдауүшін. Артықшылықтары: жоғарыберіктігі бар ABS суыққажәнеыстыққатөзімді пластиктенжасалғанпластикалыққаптама.Қаптаманың түсі ашық –қызыл, тасымалдау кезінде оның ашылуын болдырмайтын ыңғайлы тұтқасы мен құлыптары бар.Футлярдың түбіберік, тозуға төзімді.Қаптаманың жоғарғы бөлігі екі жаққа ашылатын Жарма түрінде жасалған, жармаларда ампулалар мен антисептиктер құтысына арналған ложементі бар науалар орнатылған. Белдіктер түбіне болат штангасы бар сенімді	10 дана	60000	600000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
18 01-ПМ/2 сериялыжеделмединалыжәрдемдерігерінінсөм кесі							

		ілімдермен бекітіледі.Төсеу ашылған кезде науалардың тұрақты тік бағдары және науалар мен төсеу түбінің мазмұнына ыңғайлы қол жетімділік қамтамасыз етілген.Ложемент ампулаларға арналған орындардың толық жиынтығын қамтамасыз етеді, ампулалар тігінен бағытталған, "сылдырламайды" және сынып қалмайды.Төсемнің жоғарғы бетінде бригада нөмірін немесе жиын атауын белгілеуге арналған биркалы терезе бар.Жоғары қарқынды шақыртулары бар ЖМК муниципалды желілік бригадалары үшін таптырмайтын. Кепілдік: 100 мыңашу/жабу циклынадейіннемесекеміңде 2 жыл.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--